

# Doyen RF90

Flüssiger Reiniger für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, alkalisch

## Anwendung/ Dosierung

- > **Doyen RF90** ist nur für gewerbliche Anwendungen
- > Einsetzbar bei folgender Wasserhärte: alle

**Dosierung: 1,0 – 5,0 ml / l**

- > Die Dosierung erfolgt automatisch
- > Anwendung nur durch Fachpersonal

## Produkteigenschaften

- > Reinigt intensiv
- > Löst hartnäckige Verschmutzungen
- > Vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel

## Einsatzbereich

- > Besonders für Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet

## Wichtige Hinweise

- > Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen
- > Behälter, Leitungen und Dosiergeräte sind vor einem Produktwechsel mit Wasser zu spülen
- > Die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers ist zu beachten

**CE-Kennzeichnung:**  

Doyen RF90 erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

# Doyen RF90

Flüssiger Reiniger für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, alkalisch

## Technische Daten

- > Farbe ..... farblose Flüssigkeit
- > Dichte..... 1,3 g/ml
- > pH-Wert ..... 14
- > Lagerfähigkeit..... Siehe Aufdruck auf dem Etikett
- > Lagerbedingungen.... Zwischen -10 und 30°C

## Inhaltsstoffe

- Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung:  
5 – 15 % Phosphonate
- > Chlor: nein
  - > Phosphat: nein
  - > NTA: nein

## Restentleerung/ Entsorgung

- > Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden
- > Informationen zur Entsorgung von Produktresten können Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

## Verkaufseinheiten



**Kanister 5 l**  
Art.-Nr.: 2000472



**Kanister 12 kg**  
Art.-Nr.: 2001483

## Gefahrenhinweise/ Umweltaspekte



Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern.  
Diese finden Sie auf [www.etol.de](http://www.etol.de)

